

Tumor Marker I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۶۱۳	۱,۹۳۷	۱۶,۶۷۲	۱۸,۶۰۹	۲۰,۵۴۶	۲۲,۴۸۳	۲۴,۴۲	۲۶,۳۵۷	۲۸,۲۹۴

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹

CV%: 6.902	SD: 1.625	Mean: 23.545
------------	-----------	--------------



Tumor Marker II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۶۰۶	۶,۷۲۱	۸۱,۵۷	۸۸,۲۹۱	۹۵,۰۱۲	۱۰۱,۷۳۳	۱۰۸,۴۵۴	۱۱۵,۱۷۵	۱۲۱,۸۹۶

مقدار	تاریخ
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹

CV%: 5.373	SD: 5.568	Mean: 103.636
------------	-----------	---------------

