

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

GP N025 : سری ساخت

HDL cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۰۱۱	۱,۴۷	۶۸,۶۷	۷۰,۱۴	۷۱,۶۱	۷۳,۰۸	۷۴,۵۵	۷۶,۰۲	۷۷,۴۹

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.956	SD: 1.425	Mean: 72.842
------------	-----------	--------------



Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

HDL cholesterol : عنوان آزمایش :  
olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۵۴۹	۰,۶۶۶	۲۴,۱۲۲	۲۴,۷۸۸	۲۵,۴۵۴	۲۶,۱۲	۲۶,۷۸۶	۲۷,۴۵۲	۲۸,۱۱۸

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.385	SD: 0.621	Mean: 26.053
------------	-----------	--------------

