

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

HDL cholesterol : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۱۱	۱,۴۷	۶۸,۶۷	۷۰,۱۴	۷۱,۶۱	۷۳,۰۸	۷۴,۵۵	۷۶,۰۲	۷۷,۴۹

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.781	SD: 1.299	Mean: 72.967
------------	-----------	--------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

HDL cholesterol : عنوان آزمایش :
olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۴۹	۰,۶۶۶	۲۴,۱۲۲	۲۴,۷۸۸	۲۵,۴۵۴	۲۶,۱۲	۲۶,۷۸۶	۲۷,۴۵۲	۲۸,۱۱۸

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲۶,۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 2.94	SD: 0.765	Mean: 26.04
-----------	-----------	-------------

