

Universal I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

Prolactin : عنوان آزمایش :  
Cobas E411 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۵۴۹	۰,۵۰۵	۹,۵۸۵	۱۰,۰۹	۱۰,۵۹۵	۱۱,۱	۱۱,۶۰۵	۱۲,۱۱	۱۲,۶۱۵

مقدار	تاریخ
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۰,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۰,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۰,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 5.186	SD: 0.558	Mean: 10.758
------------	-----------	--------------



Universal II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

Prolactin : عنوان آزمایش :  
Cobas E411 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۶۰۸	۲,۶۸۹	۳۲,۶۲۵	۳۵,۳۱۴	۳۸,۰۰۳	۴۰,۶۹۲	۴۳,۳۸۱	۴۶,۰۷	۴۸,۷۵۹

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 5.658	SD: 2.207	Mean: 39
------------	-----------	----------

