

Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

Prolactin : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹


| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴,۹۰۵ | ۰,۵۲۸ | ۹,۱۷۳ | ۹,۷۰۱ | ۱۰,۲۲۹ | ۱۰,۷۵۷ | ۱۱,۲۸۵ | ۱۱,۸۱۳ | ۱۲,۳۴۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۱,۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
| ۱۰,۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
| ۱۱,۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
| ۱۰,۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۱,۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
| ۱۰,۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
| ۱۰,۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 4.893 | SD: 0.519 | Mean: 10.615 |
|------------|-----------|--------------|



عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : Cobas E411
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵,۳۹۳ | ۲,۰۸۷ | ۳۲,۴۳۹ | ۳۴,۵۲۶ | ۳۶,۶۱۳ | ۳۸,۷ | ۴۰,۷۸۷ | ۴۲,۸۷۴ | ۴۴,۹۶۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 5.496 | SD: 2.128 | Mean: 38.714 |
|------------|-----------|--------------|

